



Mikroprobówki o poj. 1,5 ml do zakrętek gwintowych - Brand



Probówki firmy Brand, z gwintem. Wykonane z PP. Z matowym polem do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196 °C do 121 °C. Autkolawowalne w 121°C pod ciśnieniem 2 bar.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0357	Mikroprobówki do zakrętek gwintowanych, poj. 1,5 ml	samostojące	780731	1000 szt.
	K-0358	Mikroprobówki do zakrętek gwintowanych, poj. 1,5 ml	stożkowodenne	780732	1000 szt.

Opis

Probówki firmy Brand, z gwintem. Wykonane z PP. Z matowym polem do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196 °C do 121 °C. Autkolawowalne w 121°C pod ciśnieniem 2 bar.

Uwaga: probówki sprzedawane bez zakrętek! Kolorowe zakrętki (nr art. K-0350 i nast.) prosimy zamawiać osobno!

Probówki tego typu są dostępne również w pojemnościach 0,5 ml ([nr art. K-0351](#)) oraz 2,0 ml ([nr art. K-0359 i K-0360](#)).