





**Mikroprobówki o poj. 1,5 ml do zakrętek plombujących - Brand**



Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0347	Mikroprobówki o poj. 1,5 ml do nakrętek plombujących	samostojące	-	780761	1000 szt.
	K-0348	Mikroprobówki o poj. 1,5 ml do zakrętek plombujących z PP	stożkowodenne	-	780762	1000 szt.

**Opis**

Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C.

**Uwaga: probówki sprzedawane bez zakrętek! Kolorowe zakrętki plombujące (nr art. K-0340 i nast.) prosimy zamawiać osobno!**

Probówki tego typu dostępne są również w pojemnościach 0,5 ml ([nr art. K-0346](#)) i 2,0 ml ([nr art. K-0349 i K-0350](#)).