





## Mikroprobówki o poj. 2,0 ml do zakrętek plombujących



Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0349	Mikroprobówki o poj. 2,0 ml do nakrętek plombujących	samostojące	780763	1000 szt.
	K-0350	Mikroprobówki o poj. 2,0 ml do nakrętek plombujących	stożkowodenne	780764	1000 szt.

### Opis

Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C.

**Uwaga: probówki sprzedawane bez zakrętek! Kolorowe zakrętki plombujące (nr art. K-0340 i nast.) prosimy zamawiać osobno!**

Probówki tego typu dostępne są również w pojemnościach: 0,5 ml ([nr art. K-0346](#)) i 1,5 ml ([nr art. K-0347 i K-0348](#)).