





**Mikroprobówki z zamknięciem plombującym, poj. 2,0 ml, sterylne - Brand**



Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Z nakrętkami z zamknięciem plombującym, wykonanymi z PP, z podziałką i matowym polem do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów. Niemutagenne, nietoksyczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0338	Mikroprobówki z zamknięciem plombującym, poj. 2,0 ml - sterylne	samostojące	780758	500 szt.
	K-0339	Mikroprobówki z zamknięciem plombującym, poj. 2,0 ml - sterylne	stożkowodenne	780759	500 szt.

**Opis**

Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Z nakrętkami z zamknięciem plombującym, wykonanymi z PP, z podziałką i matowym polem do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów. Niemutagenne, nietoksyczne.

Probówki tego typu są również dostępne w pojemnościach 0,5 ml ([nr art. K-0335](#)) i 1,5 ml ([nr art. K-0336 i K-0337](#)).