



Stojaki PetriPile[®] ze stali nierdzewnej

interscience

Praktyczne stojaki przeznaczone do przechowywania i bezpiecznego przenoszenia szalek Petriego. Wykonane ze stali nierdzewnej. Przeznaczone do przechowywania 36 szalek o różnej średnicy (16 szalek dla \varnothing 150 mm). Z możliwością ustawiania piętrowego. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Wymiary
	K-1410	Stojak PetriPile [®] ze stali nierdzewnej na szalki \varnothing 55 mm	36 miejsc	275 x 225 x 130 mm
	K-1411	Stojak PetriPile [®] ze stali nierdzewnej na szalki \varnothing 65 mm	36 miejsc	305 x 220 x 130 mm
	K-1412	Stojak PetriPile [®] ze stali nierdzewnej na szalki \varnothing 90 mm	36 miejsc	375 x 255 x 130 mm
	K-1413	Stojak PetriPile [®] ze stali nierdzewnej na szalki \varnothing 150 mm	16 miejsc	380 x 355 x 130 mm

Opis

Praktyczne stojaki przeznaczone do przechowywania i bezpiecznego przenoszenia szalek Petriego. Wykonane ze stali nierdzewnej. Przeznaczone do przechowywania 36 szalek o różnej średnicy (16 szalek dla \varnothing 150 mm). Z możliwością ustawiania piętrowego. Autoklawowalne.