



## Probówki do PCR SoftTubes<sup>®</sup> 0,5 ml - wypukłe zamknięcie

Z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. **Wymagana mniejsza siła nacisku podczas zamykania.** Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-711010	Probówki SoftTubes 0,5 ml	bezbarwne	w worku (1000 szt.)

### Opis

Z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. **Wymagana mniejsza siła nacisku podczas zamykania.** Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

**Opakowanie:** w worku (1000 sztuk).