



## Probówki do PCR SoftTubes<sup>®</sup> 0,5 ml - płaskie zamknięcie

Z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. **Wymagana mniejsza siła nacisku podczas zamykania.** Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-711090	Probówki SoftTubes 0,5 ml	bezbarwne	w worku (1000 szt.)
	A-711091	Probówki SoftTubes 0,5 ml	czerwone	w worku (1000 szt.)
	A-711092	Probówki SoftTubes 0,5 ml	niebieskie	w worku (1000 szt.)
	A-711093	Probówki SoftTubes 0,5 ml	zielone	w worku (1000 szt.)
	A-711094	Probówki SoftTubes 0,5 ml	żółte	w worku (1000 szt.)
	A-711096	Probówki SoftTubes 0,5 ml	fioletowe	w worku (1000 szt.)
	A-711098	Probówki SoftTubes 0,5 ml	różnokolorowe	5 worków po 200 szt. = 1000 szt.

### Opis

Z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. **Wymagana mniejsza siła nacisku podczas zamykania.** Wolne od DNA, DNaz i RNaz.