



**Probówki ze szkła borokrzemowego z zakrętką -
 poj. 15 ml**

*schuett***biotec**.de

Szklane probówki z plastikową zakrętką o pojemności 15 ml. Wymiary 16 x 98 mm – gr. ścianek 1,1 mm. Pakowane po 100 szt.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Zamknięcie | Wymiary | Szt./Op. |
|---|-----------|------------------|---------------------|------------|----------|
|  | 3-561-103 | Probówki szklane | zakrętką plastikową | 98 x 16 mm | 100 szt. |

Opis

Probówki wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego 3,3. Mogą być wykorzystywane do hodowli i transportu kultur komórkowych. Probówki te wyróżniają grube ścianki (1,1 mm). Szeroka szyjka ułatwia operowanie materiałem biologicznym oraz czyszczenie. Wyposażone w plastikową zakrętkę z gumową uszczelką. Mogą być autoklawowalne (autoklawować można tylko niezakręcone probówki). Pakowane po 100 szt.

Wymiary (śr. x wys.): 16 x 98 mm.