



## Probówki Eppendorf Safe-Lock - Eppendorf Quality - poj. 2,0 ml

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Oryginalne probówki firmy [Eppendorf](#). Wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości, produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Z zamknięciem typu Safe-Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości. Matowa powierzchnia boczna i pokrywka ułatwiają opisywanie próbek.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                        | Pojemność | Stopień czystości | Kolor       | Nr producenta | Szt./Op.     |
|-----------|---------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|--------------|
|           | K-7461  | Probówki Eppendorf Safe-Lock | 2,0 ml    | Eppendorf Quality | bezbardwe   | 0030-120-094  | 1000 szt.    |
|           | K-7462  | Probówki Eppendorf Safe-Lock | 2,0 ml    | Eppendorf Quality | żółte       | 0030-120-205  | 1000 szt.    |
|           | K-7463  | Probówki Eppendorf Safe-Lock | 2,0 ml    | Eppendorf Quality | czerwone    | 0030-120-213  | 1000 szt.    |
|           | K-7464  | Probówki Eppendorf Safe-Lock | 2,0 ml    | Eppendorf Quality | niebieskie  | 0030-120-221  | 1000 szt.    |
|           | K-7465  | Probówki Eppendorf Safe-Lock | 2,0 ml    | Eppendorf Quality | zielone     | 0030-120-230  | 1000 szt.    |
|           | K-7466  | Probówki Eppendorf Safe-Lock | 2,0 ml    | Eppendorf Quality | mix kolorów | 0030-121-686  | 5 x 200 szt. |
|           | K-7471  | Probówki Eppendorf Safe-Lock | 2,0 ml    | Eppendorf Quality | bezbardwe   | 0030-121-880  | 1000 szt.    |

### Opis

Eppendorf Safe-Lock Tubes to oryginalne probówki firmy [Eppendorf](#). Wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości, produkowane bez plastyfikatorów, środków poślizgowych czy biocydów. Z zamknięciem typu Safe-Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości. Matowa powierzchnia boczna i pokrywka ułatwiają opisywanie próbek. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°C przez 20 minut (tylko z otwartym wieczkiem!). Wyjątkowo wytrzymałe - można je wirować do **25000 x g**.

Dostępne w czterech stopniach czystości:

- **Eppendorf Quality** - standardowy stopień czystości,
- **PCR Clean** - wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Polecane szczególnie do izolacji kwasów nukleinowych, jak również do analizy wrażliwych próbek kwasów nukleinowych (PCR, qPCR, mikromacierze),
- **Forensic DNA Grade** - wolne od DNaz, RNaz, inhibitorów PCR oraz ludzkiego DNA. Ponadto są zgodne z normą ISO 18385.

Ich jakość jest testowana w laboratoriach zewnętrznych zgodnych z ISO 17025 - normą akredytacyjną stosowaną wobec laboratoriów medycyny sądowej,

- **Eppendorf Biopur** - probówki sterylne (sterylizowane radiacyjnie bądź tlenkiem etylenu), wolne od DNaz, RNaz, pirogenów, ATP, ludzkiego i bakteryjnego (*E. coli*) DNA oraz inhibitorów PCR.

Dostępne również pojemności: 0,5 ml - [tutaj](#) oraz 1,5 ml - [tutaj](#).