



Probówki reakcyjne z pokrywką, kolorowe, 0,5 ml

Kolorowe probówki wykonane z PP. Wyposażone w szczelnie zamykającą pokrywkę. Mimo mocnego osadzenia otwarcie pokryvky nie wymaga dużego wysiłku. Różne kolory ułatwiają identyfikację zawartości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Szt./Op.
	1-6165	Probówki reakcyjne z pokrywką	0,5 ml	fioletowy	1000 szt.
	1-6166	Probówki reakcyjne z pokrywką	0,5 ml	pomarańczowy	1000 szt.
	1-6167	Probówki reakcyjne z pokrywką	0,5 ml	przeźroczysty	1000 szt.
	1-6168	Probówki reakcyjne z pokrywką	0,5 ml	niebieski	1000 szt.

Opis

Kolorowe probówki wykonane z PP. Wyposażone w szczelnie zamykającą pokrywkę. Mimo mocnego osadzenia otwarcie pokryvky nie wymaga dużego wysiłku. Różne kolory ułatwiają identyfikację zawartości.