




## Stół obrotowy neoLab na szalki Petriego

FOR MY LAB  
**neoLab**<sup>®</sup>

Stół obrotowy do równomiernego szczepienia na szalkach Petriego. Wyposażony w talerz obrotowy umieszczony na kompaktowej podstawie z łożyskiem kulkowym. Bez napędu elektrycznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary
	3-1720	Stół obrotowy neoLab na szalki Petriego	Ø 100 mm

### Opis

Stół obrotowy do równomiernego szczepienia na szalkach Petriego. Wyposażony w talerz obrotowy umieszczony na kompaktowej podstawie z łożyskiem kulkowym. Bez napędu elektrycznego.

**Przeznaczony do szalek Petriego o Ø do 100 mm.**