



## Taśma uszczelniająca do szalek Petriego

Taśma uszczelniająca elastyczna, samoprzylepna. Także do mikrotestów, butelek, puszek itd. Doskonała alternatywa dla mankietów kurczących się pod wpływem ciepła. Zapobiega stratom wody, dyfuzji gazów i zanieczyszczeniom. Wodoszczelna i odporna na działanie większości rozpuszczalników. Elastyczna nawet pod działaniem niskich temperatur (-30°C).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szerokość	Dł. rolki	Szt./Op.
	B-1154	Taśma uszczelniająca do szalek Petriego	przeźroczysty	13 mm	33 m	1 szt.
	B-1155	Taśma uszczelniająca do szalek Petriego	biały	13 mm	33 m	1 szt.
	B-1156	Taśma uszczelniająca do szalek Petriego	czerwony	13 mm	33 m	1 szt.
	B-1157	Taśma uszczelniająca do szalek Petriego	żółty	13 mm	33 m	1 szt.
	B-1158	Taśma uszczelniająca do szalek Petriego	niebieski	13 mm	33 m	1 szt.

### Opis

Taśma uszczelniająca elastyczna, samoprzylepna. Także do mikrotestów, butelek, puszek itd. Doskonała alternatywa dla mankietów kurczących się pod wpływem ciepła. Zapobiega stratom wody, dyfuzji gazów i zanieczyszczeniom. Wodoszczelna i odporna na działanie większości rozpuszczalników. Elastyczna nawet pod działaniem niskich temperatur (-30°C). Trwała w temp. od -40 do +77°C (w ciągu krótkiego czasu do +100°C).

**Grubość:** 0,13 mm, szer. rolki 13 mm, dł. rolki 33 m.