



## Skrobaczki i szpatałki do kultur komórkowych



Skrobaczki do kultur komórkowych szwajcarskiej firmy TPP. Sterylne, pakowane indywidualnie. Umożliwiają delikatne zdjęcie komórek adherentnych z powierzchni szalek, płytek, butelek do hodowli itp. Posiadają obrotowe, elastyczne ostrze z PE oraz antypoślizgową rączkę z PS.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość	Szer. ostrza	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	B-0688	Skrobaczki do kultur komórkowych	24 cm	13 mm	pak. ind.	150 szt.	99002
	B-0689	Skrobaczki do kultur komórkowych	30 cm	20 mm	pak. ind.	150 szt.	99003
	B-0690	Skrobaczki do kultur komórkowych	38 cm	25 mm	pak. ind.	100 szt.	99004
	B-6704	Szpatułki do komórek z PP	20 cm	14 mm	pak. ind.	150 szt.	99010

### Opis

Skrobaczki do kultur komórkowych szwajcarskiej firmy TPP. Sterylne, pakowane indywidualnie. Skrobaki umożliwiają delikatne zdjęcie komórek adherentnych z powierzchni szalek, płytek, butelek do hodowli itp. Posiadają obrotowe, elastyczne ostrze z PE oraz antypoślizgową rączkę z PS.

Szpatułki do komórek z PP - posiadają ostrze o stałej pozycji. Pakowane indywidualnie, sterylne. Do wielu zastosowań w dziedzinie hodowli komórkowych i nie tylko.