



Skrobaczki do kultur komórkowych

Skrobaczki do kultur komórkowych wykonane z polietylenu (PE). Posiadają obrotowe ostrze oraz specjalnie zaprojektowaną, antypoślizgową rączkę. Zapewnia to możliwość precyzyjnego zeszkrobывania, przy jednoczesnej minimalizacji uszkodzeń zbieranych komórek. Sterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szer. ostrza	Dł. uchwytu	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	B-0362	Skrobaczki z PE do kultur komórkowych	18 mm	180 mm	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	B-0363	Skrobaczki z PE do kultur komórkowych	18 mm	250 mm	sterylne	pak. ind.	100 szt.

Opis

Skrobaczki do kultur komórkowych wykonane z polietylenu (PE). Posiadają obrotowe ostrze oraz specjalnie zaprojektowaną, antypoślizgową rączkę. Zapewnia to możliwość precyzyjnego zeszkrobывania, przy jednoczesnej minimalizacji uszkodzeń zbieranych komórek.

Skrobaki są sterylne, niepirogenne, indywidualnie pakowane.

Dostępne w dwóch rozmiarach: 18 i 25 cm.

Szerokość ostrza: 1,8 cm.