




### Kranik 3-drożny TR3 - sterylny

Kranik trójdrożny z niebieskim pokrętkiem do regulacji przepływu. Wyposażony w 2 przyłącza Luer żeńskie i 1 przyłącze Luer męskie. Pakowany indywidualnie, sterylny. Cena za 1 sztukę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przyłącze
	310-0499	Kranik 3-drożny	2 x Luer żeńskie, 1 x Luer-Lock męskie

#### Opis

Kranik trójdrożny wykonany z przezroczystego odpornego na lipidy plastiku. Pokrętło do regulacji przepływu w niebieskim kolorze posiada oznaczenia kierunku przepływu. Kranik ma 2 przyłącza Luer żeńskie i 1 przyłącze Luer męskie. Wszystkie wyjścia są wyposażone w zatyczki. Kraniki są sterylne, pakowane indywidualnie.

Dodatkowo można zakupić **Multi-adaptery** (J-6111 – J-6112) z przyłączem Luer i Luer-Lock umożliwiające wygodne i bezpieczne pobieranie próbek krwi probówko-strzykawkami S-Monovette<sup>®</sup>. Kompatybilne zarówno z igłami Luer, jak i Luer-Lock pozwalając na dopasowanie S-Monovette<sup>®</sup> do różnych systemów Luer, takich jak stała igła, zawór trójdrożny lub igła motylkowa.