



## Probówki reakcyjne, pojemność 0,6 ml, wolne od DNA, DNaz i RNaz

Wykonane z polipropylenu. Z zatrzaskiwanym zamknięciem. Z podziałką oraz polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Szt./Op.
	A-710300	Probówki reakcyjne, wolne od DNA, DNaz i RNaz	0,6 ml	bezbarwne	w worku (1000 szt.)
	A-710308	Probówki reakcyjne, wolne od DNA, DNaz i RNaz	0,6 ml	różnokolorowe	w worku (1000 szt.)

### Opis

Wykonane z polipropylenu. Z zatrzaskiwanym zamknięciem. Z podziałką oraz polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce.

**Opakowanie:** w worku (1000 sztuk).