



Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS[®]



Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS[®] z polipropylenu. Jednorazowe. Odporne na ciekły azot, rozcieńczone kwasy i zasady. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Wymiary	Szt./Op.
	L-0026	Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS [®]	Mikro (kolor naturalny)	3,5 x 140 mm	300 szt.
	L-0027	Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS [®]	Standard (kolor niebieski)	7 x 210 mm	300 szt.
	L-0028	Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS [®]	Standard (kolor naturalny)	7 x 210 mm	300 szt.
	L-0029	Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS [®]	Makro (kolor zielony)	10,5 x 310 mm	150 szt.
	L-0159	Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS [®]	Eco (kolor naturalny)	7 x 140 mm	300 szt.

Opis

Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS[®] z polipropylenu. Jednorazowe. Odporne na ciekły azot, rozcieńczone kwasy i zasady. Autoklawowalne.

Dopasowane wymiarami do standardowych probówek:

- model mikro (antystatyczne) - do probówek 0,2 ml,
- model standard - do probówek 15 ml oraz 1,5/2,0 ml,
- model makro - do probówek 50 ml,
- model eco (brak na zdjęciu) - do probówek o poj. 15 ml oraz 1,5/2,0 ml.