



Probówki reakcyjne bez zamknięcia, pojemność 0,6 ml

Probówki reakcyjne firmy Biozym są wykonane z polipropylenu i posiadają wyjątkowo gładką powierzchnię wewnętrzną.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-710070	Probówki reakcyjne bez zamknięcia	0,6 ml	bezbarwne	w worku (1000 szt.)

Opis

Probówki reakcyjne firmy Biozym są wykonane z polipropylenu i posiadają wyjątkowo gładką powierzchnię wewnętrzną.

Pojemność 0,6 ml. Podziałka co 0,1 ml z bocznym polem do opisu. Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Wolne od DNaz i RNaz.