




## Uchwyty aluminiowe na krioprobówki

Uchwyty aluminiowe do przechowywania do 5 probówek o pojemności 1,2 ml i/lub 2,0 ml w naczyniach Dewara, systemach chłodzących na ciekły azot oraz skrzyniach do zamrażania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość	Pakowane
	A-710550	Uchwyty aluminiowe na krioprobówki	290 mm	12 szt.

### Opis

Uchwyty aluminiowe do przechowywania do 5 probówek o pojemności 1,2 ml i/lub 2,0 ml w naczyniach Dewara, systemach chłodzących na ciekły azot oraz skrzyniach do zamrażania.