



Wymazówki



Wymazówki ze stabilnym trzonkiem z PP, drewna lub aluminium i wacikiem na jednym końcu. Przeznaczone np. do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w przyrządach optycznych, ale też do wymazów w bakteriologii.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Materiał trzonka | Śr. główki | Dł. trzonka | Stopień czystości | Szt./Op. |
|-----------|---------|-----------------------|------------------|------------|-------------|-------------------|----------|
| | 2-1017 | Wymazówki bez podłoża | plastik | 4 - 5,5 mm | 150 mm | niesterylne | 100 szt. |
| | 2-1018 | Wymazówki bez podłoża | plastik | 10 - 12 mm | 150 mm | niesterylne | 50 szt. |
| | 2-1021 | Wymazówki bez podłoża | drewno | 4 - 5,5 mm | 150 mm | niesterylne | 100 szt. |
| | B-1022 | Wymazówki bez podłoża | drewno | 8 - 9 mm | 150 mm | niesterylne | 50 szt. |
| | 2-1019 | Wymazówki bez podłoża | drewno | 4 - 5,5 mm | 150 mm | sterylne | 100 szt. |
| | 2-1022 | Wymazówki bez podłoża | aluminium | 2 mm | 150 mm | niesterylne | 100 szt. |

Opis

Wymazówki ze stabilnym trzonkiem z PP, drewna lub aluminium i wacikiem na jednym końcu. Przeznaczone np. do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w przyrządach optycznych, ale też do wymazów w bakteriologii.

Długość: 150 mm.