



Wymazówki sterylne w probówkach - bez podłoży

Wymazówki sterylne w probówkach (bez podłoży).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał wacika	Materiał trzonka	Wymiary	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Pakowane	Szt./Op.
	B-2387	Wymazówki bez podłoża	bawełna	drewno	12 x 175 mm	sterylne	probówka transportowa	worek	1000 szt.
	B-2388	Wymazówki bez podłoża	wiskoza	plastik	12 x 175 mm	sterylne	probówka transportowa	worek	1000 szt.
	B-2394	Wymazówki bez podłoża	wiskoza	plastik	12 x 150 mm	sterylne	probówka transportowa	pak. ind.	150 szt.
	B-2389	Wymazówki bez podłoża	bawełna	aluminium	13 x 165 mm	sterylne	probówka transportowa	worek	500 szt.

Opis

Wymazówki sterylne w probówkach (bez podłoży).