



## Probówki reakcyjne 0,5 ml, z gwintowaną zakrętką

Wykonane z polipropylenu. Kształt stożkowy. Posiadają gwintowaną zakrętkę z pierścieniem uszczelniającym z EPR (=guma etylo-propylenowa) zapewniającą bezpieczne zamknięcie i zapobiegającą wyciekaniu próbek. Lekko rowkowany brzeg zakrętki ułatwia otwieranie, zwłaszcza podczas pracy w rękawiczkach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	3-1942	Probówki reakcyjne z gwintowaną zakrętką	0,5 ml	500 szt.

### Opis

Wykonane z polipropylenu. Kształt stożkowy.

**Pojemność:** 0,5 ml.

Posiadają gwintowaną zakrętkę z pierścieniem uszczelniającym z EPR (=guma etylo-propylenowa) zapewniającą bezpieczne zamknięcie i zapobiegającą wyciekaniu próbek. Lekko rowkowany brzeg zakrętki ułatwia otwieranie, zwłaszcza podczas pracy w rękawiczkach.