

## Wymazówki sterylne w probówkach



Wymazówki drewniane zakończone wacikiem. Umieszczone w probówce z polipropylenu, z zakrętką z tworzywa HDPE. Sterylizowane radiacyjnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał trzonka	Wym. probówki (śr. x dł.)	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-0268	Wymazówki bez podłoża	drewno	16 x 100 mm	sterylne	probówka transportowa	100 szt.

### Opis

Wymazówki drewniane zakończone wacikiem. Umieszczone w probówce z polipropylenu, z zakrętką z tworzywa HDPE. Sterylizowane radiacyjnie.

**Pojemność:** 13 ml.

**Wymiary (śr. x wys.):** 16 x 100 mm.