



Probówki reakcyjne, z gwintem, z podziałką, 0,5 ml

Simport

Wykonane z polipropylenu w kolorze naturalnym. Z podziałką. Posiadają szczelnie zamykający gwint. Probówki samostojące są wyposażone w pierścień na dnie. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu. Z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ	Szt./Op.
	7-4525	Probówki reakcyjne z gwintem, z podziałką	0,5 ml	samostojące	1000 szt.

Opis

Wykonane z polipropylenu w kolorze naturalnym. Z podziałką. Posiadają szczelnie zamykający gwint. Probówki samo stojące są wyposażone w pierścień na dnie. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu. Z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g.

Wymiary: wys. 44 mm, średnica 11 mm.

Zakrętki należy zamawiać osobno: [nr-art. 7-4530 i kolejne](#) lub [nr-art. 7-4540 i kolejne](#).