



## Probówki neoScrew-Microtubes o niskim stopniu adhezji, z gwintem, 0,5 ml

**Simport**

Probówki reakcyjne wykonane ze specjalnego polipropylenu. Niski stopień adhezji. Probówki samostojące są wyposażone w pierścień na dnie. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu. Z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ	Szt./Op.
	7-4712	Probówki neoScrew-Microtubes o niskim stopniu adhezji, bez podziałki	0,5 ml	samostojące	1000 szt.

### Opis

Probówki reakcyjne wykonane ze specjalnego polipropylenu. Wykazują niski stopień adhezji. Bez podziałki. Niesterylne. Doskonałe do prac z kwasami nukleinowymi lub białkami. Probówki samostojące są wyposażone w pierścień na dnie. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu. Z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g.

**Wymiary:** wys. 44 mm, średnica 11 mm.

**Zakrętki należy zamawiać osobno:** nr-art. [7-4530](#) i kolejne lub nr-art. [7-4540](#) i kolejne.