



Butelki gwintowane z wąską szyjką - oranżowe - bez zakrętek - o poj. 50 ml - 1 l

Butelki zgodne z normą DIN. Wykonane z brązowego szkła sodowego. Pasują do styropianowych pudełek transportowych neoLab.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Śr. gwintu
	2-1461	Butelka gwintowana z wąską szyjką - oranżowa - bez zakrętki	50 ml	37 x 92 mm	18 mm
	2-1462	Butelka gwintowana z wąską szyjką - oranżowa - bez zakrętki	100 ml	45 x 117 mm	22 mm
	2-1463	Butelka gwintowana z wąską szyjką - oranżowa - bez zakrętki	250 ml	62 x 149 mm	22 mm
	2-1464	Butelka gwintowana z wąską szyjką - oranżowa - bez zakrętki	500 ml	76 x 177 mm	25 mm
	2-1465	Butelka gwintowana z wąską szyjką - oranżowa - bez zakrętki	1000 ml	97 x 218 mm	28 mm

Opis

Butelki zgodne z normą DIN. Wykonane z brązowego szkła sodowego. Pasują do styropianowych pudełek transportowych neoLab.

Zakrętki należy zamawiać osobno.