




## Probówki stożkowe, pojemność 0,5 ml

Probówki wykonane z przezroczystego polipropylenu. Odznaczają się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Z możliwością autoklawowania. Nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20.000 x g. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

| Miniatura   | Nr-art.  | Nazwa                          | Kolor     | Szt./Op. |
|---|----------|--------------------------------|-----------|----------|
|  | A-710690 | Probówki stożkowe, poj. 0,5 ml | bezbarwne | 500 szt. |

### Opis

Probówki wykonane z przezroczystego polipropylenu. Odznaczają się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Z możliwością autoklawowania. Nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20.000 x g. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Probówki stożkowe, poj. 0,5 ml.

**Opakowanie:** zawiera 500 sztuk, bez nakrętek gwintowanych.