



Probówki samostojące - z rowkowaniem - poj. 0,5 ml

Probówki wykonane z przezroczystego polipropylenu. Odznaczają się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Z możliwością autoklawowania. Nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20.000 x g. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-710703	Probówki samostojące, poj. 0,5 ml	bezbarwne	500 szt.

Opis

Probówki wykonane z przezroczystego polipropylenu. Odznaczają się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Z możliwością autoklawowania. Nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20.000 x g. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Probówki samostojące, poj. 0,5 ml.

Opakowanie: zawiera 500 sztuk, bez nakrętek gwintowanych.