




Probówki samostojące z nakrętką gwintową i haczykiem łączącym - sterylne - poj. 0,5 ml

Probówki sterylizowane promieniami gamma. Wykonane z przezroczystego polipropylenu. Dostarczane wyłącznie z bezbarwnymi nakrętkami gwintowymi (nakrętka jest już nałożona na probówkę). Wszystkie nakrętki posiadają pierścień uszczelniający z EPR (guma etylenowo-propylenowa), który gwarantuje absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. Sterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-710739	Probówki samostojące, sterylne, z haczykiem łączącym	0,5 ml	bezbarwne	2 worki po 250 szt. = 500 szt.

Opis

Probówki sterylizowane promieniami gamma. Wykonane z przezroczystego polipropylenu. Dostarczane wyłącznie z bezbarwnymi nakrętkami gwintowymi (nakrętka jest już nałożona na probówkę). Wszystkie nakrętki posiadają pierścień uszczelniający z EPR (guma etylenowo-propylenowa), który gwarantuje absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. Sterylne.

Opakowanie: w worku (500 sztuk).