





**Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 1,5 ml, sterylne - Brand**



Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Z nakrętkami z PP, z podziałką i matowym polem do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów. Niemutagenne, nietoksyczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0331	Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami	samostojące	1,5 ml	sterylne	780751	500 szt.
	K-0332	Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami	stożkowodenne	1,5 ml	sterylne	780752	500 szt.

**Opis**

Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Z nakrętkami z PP, z podziałką i matowym polem do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów. Niemutagenne, nietoksyczne.

Probówki tego typu są również dostępne w pojemnościach 0,5 ml ([nr art. K-0330](#)) oraz 2,0 ml ([K-0333](#) i [K-0334](#)).