



Pojemnik na Parafilm[®]



Pojemnik na Parafilm[®] wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego ABS. Nadaje się także do etykiet Tough-Tags[®] na rolce. Przeznaczony do bezpiecznego odcinania kawałków Parafilmu[®]. Odpowiedni do rolek o szerokości do 10 cm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	B-1511	Pojemnik dozujący na Parafilm	czerwony
	B-1512	Pojemnik dozujący na Parafilm	zielony
	B-1603	Pojemnik dozujący na Parafilm	pomarańczowy
	B-1504	Pojemnik dozujący na Parafilm	niebieskie

Opis

Pojemnik na Parafilm[®] wykonany z przezrystego tworzywa ABS. Przeznaczony do bezpiecznego odcinania fragmentów Parafilmu[®]. Pasuje do rolek o szerokości do 10 cm. Jest to bardzo praktyczne narzędzie pozwalające na zachowanie porządku na stole roboczym. Praca z pojemnikiem na Parafilm[®] jest łatwa i pozwala skrócić czas potrzebny na odcięcie potrzebnego kawałka Parafilmu[®] do niezbędnego minimum.

Pojemnik nadaje się również do etykiet Tough-Tags[®] i Tough-Spots[®] na rolce.

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 12 x 17 x 14,5 cm.

Kolor: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy.