





**Mikroprobówki z nakrętkami i stożkowymi uszczelkami, poj. 2,0 ml - Brand**



Mikroprobówki renomowanej firmy Brand, wykonane z PP. Wyposażone w nakrętki z PE. Odporne na temperatury od -90°C do +100°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0323	Mikroprobówki z nakrętkami i stożkowymi uszczelkami, poj. 2,0 ml	samostojące	780703	1000 szt.
	K-0324	Mikroprobówki z nakrętkami i stożkowymi uszczelkami, poj. 2,0 ml	stożkowodenne	780704	1000 szt.

**Opis**

Mikroprobówki renomowanej firmy Brand, wykonane z PP. Wyposażone w nakrętki z PE. Odporne na temperatury od -90°C do +100°C.

Probówki tego typu dostępne są również w pojemnościach 0,5 ml (nr art. [K-0320](#)) oraz 1,5 ml (nr art. [K-0321](#) i [K-0322](#)).