



Mikroprobówki wirówkowe o poj. 1,5 ml



Mikroprobówki wirówkowe o poj. 1,5 ml wykonane z PP. Oryginalny produkt firmy Brand. Dostępne w wersji sterylnej BIO-CERT[®] i niesterylnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. x wys.	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0308	Mikroprobówki wirówkowe o poj. 1,5 ml, z pokrywką, podziałką i polem do opisu, BIO-CERT [®]	10,75 x 40,8 mm	780400	450 szt.
	K-0309	Mikroprobówki wirówkowe o poj. 1,5 ml, z pokrywką, podziałką i polem do opisu	10,75 x 40,8 mm	780502	3000 szt.
	K-0310	Mikroprobówki wirówkowe o poj. 1,5 ml, z pokrywką, podziałką i polem do opisu, wolne od endotoksyn, DNaz i RNaz	10,75 x 40,8 mm	780540	1000 szt.
	K-0311	Mikroprobówki wirówkowe o poj. 1,5 ml, bez pokrywki	11 x 39,5 mm	780505	2000 szt.

Opis

Mikroprobówki wirówkowe o poj. 1,5 ml wykonane z PP. Oryginalny produkt firmy Brand. Dostępne w różnych wersjach:

Nr art. K-0308 - z pokrywką, podziałką, matowym polem do opisu. Stopień czystości: BIO-CERT[®] - sterylne, wolne od DNaz, RNaz, ATP i endotoksyn.

Nr art. K-6180 i K-0309 - z pokrywką, podziałką, matowym polem do opisu.

Nr art. K-0310 - z pokrywką, podziałką i matowym polem do opisu, wolne od endotoksyn, DNaz i RNaz.

Nr art. K-0311 - bez pokrywki.