






Kapsle Erlenmeyera - CAP

*schuett***biotec**.de

Kapsle dla kolb Erlenmeyera i innych kolb hodowlanych z prostą szyjką. Posiadają sprężyny ściskające zewnętrzną ścianę naczynia. Kolor kapsli utleniany anodowo - czyścić używając neutralnych środków. Średnica kapsla 37/39 mm. Autoklawowalne (140°C).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	B-2964	Kapsle Erlenmeyera - CAP	srebrny	10 szt.
	B-2965	Kapsle Erlenmeyera - CAP	niebieski	10 szt.
	B-2966	Kapsle Erlenmeyera - CAP	czerwony	10 szt.

Opis

Kapsle dla kolb Erlenmeyera i innych kolb hodowlanych z prostą szyjką. Posiadają sprężyny ściskające zewnętrzną ścianę naczynia. Kolor kapsli utleniany anodowo - czyścić używając neutralnych środków. Średnica kapsla 37/39 mm. Autoklawowalne (140°C).