



Rękawice lateksowe santex[®] powdered - pudrowane

MERCATORMEDICAL

Jednorazowe rękawice diagnostyczne wykonane z naturalnego lateksu, pudrowane. Do stosowania np. w weterynarii, pielęgniarstwie lub salonach kosmetycznych. Uniwersalny kształt pasuje zarówno na prawą jak i lewą rękę. Bardzo cienkie i elastyczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar	Szt./Op.
	P-4041	Rękawice lateksowe santex [®] powdered - jednorazowe - pudrowane	XS	100 szt.
	P-4042	Rękawice lateksowe santex [®] powdered - jednorazowe - pudrowane	S	100 szt.
	P-4043	Rękawice lateksowe santex [®] powdered - jednorazowe - pudrowane	M	100 szt.
	P-4044	Rękawice lateksowe santex [®] powdered - jednorazowe - pudrowane	L	100 szt.
	P-4045	Rękawice lateksowe santex [®] powdered - jednorazowe - pudrowane	XL	100 szt.

Opis

Jednorazowe rękawiczki diagnostyczne z serii santex[®], wykonane z kauczuku naturalnego, pudrowane. Rekomendowane do wykorzystywania np. w pielęgniarstwie, weterynarii, salonach kosmetycznych, do kontaktu z żywnością przy drobnych pracach domowych i montażowych. Dostępne w rozmiarach od XS do XL, pakowane po 100 szt. Rękawice te są bardzo cienkie i jednocześnie wyjątkowo elastyczne.

Podstawowe informacje:

Typ rękawicy: ochronna niejałowa rękawica diagnostyczna

Surowiec: lateks

Kolor: kremowy

Środek pudrujący: skrobia kukurydziana (USP)

Powierzchnia zewnętrzna: gładka/teksturowana

AQL: ≤ 1,0

Klasyfikacja CE: wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III

Opakowanie jednostkowe: 100 szt.

Rozmiary: XS, S, M, L, XL