



## Probówki reakcyjne wolne od DNA, DNaz i RNaz, pojemność 1,6 ml, standardowe zamknięcie

Wykonane z polipropylenu. Z podziałką oraz polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Ze standardowym zamknięciem. Probówki nie nadają się do zastosowań, podczas których w wyniku ogrzewania lub innych procesów wytwarzane jest wysokie ciśnienie pary.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-710310	Probówki reakcyjne, ze standardowym zamknięciem	1,6 ml	bezbarwne	w worku (500 szt.)
	A-710318	Probówki reakcyjne, ze standardowym zamknięciem	1,6 ml	różnokolorowe	w worku (500 szt.)

### Opis

Wykonane z polipropylenu. Z podziałką oraz polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Ze standardowym zamknięciem. Probówki nie nadają się do zastosowań, podczas których w wyniku ogrzewania lub innych procesów wytwarzane jest wysokie ciśnienie pary.

**Opakowanie:** w worku (500 sztuk).