












Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, pojemność 1,6 ml, z podziałką

Pojemność 1,6 ml, z podziałką przy 0,1 ml / 0,5 ml / 1,0 ml / 1,5 ml. Z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane	Szt./Op.
	A-710160	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, z podziałką	1,5 ml	bezbarwne	worek	500 szt.
	A-710161	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, z podziałką	1,5 ml	czerwone	worek	500 szt.
	A-710162	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, z podziałką	1,5 ml	niebieskie	worek	500 szt.
	A-710163	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, z podziałką	1,5 ml	zielone	worek	500 szt.
	A-710164	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, z podziałką	1,5 ml	żółte	worek	500 szt.
	A-710165	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, z podziałką	1,5 ml	pomarańczowe	worek	500 szt.
	A-710166	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, z podziałką	1,5 ml	fioletowe	worek	500 szt.
	A-710168	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, z podziałką	1,5 ml	różnokolorowe	worek	500 szt.
	A-710169	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, z podziałką	1,5 ml	bursztynowe	worek	500 szt.

Opis

Pojemność 1,6 ml, z podziałką przy 0,1 ml / 0,5 ml / 1,0 ml / 1,5 ml. Z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (500 sztuk).