






**Probówki do głębokiego mrożenia - samostojące  
 - poj. 1,8 ml**



Probówki do przechowywania próbek w fazie gazowej ciekłego azotu. Samostojące lub okrągłodenne, wyposażone w pole do opisu i gwint zewnętrzny lub wewnętrzny. Pojemność 1,8 ml pakowane po 450 szt. (9 x 50 szt.) lub po 500 szt. (10 x 50 szt.).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	363401	Krioprobówki z PP z gwintem wewnętrznym	okrągłodenne	1,8 ml	sterylne	10 x 50 szt.	500 szt.
	368632	Krioprobówki z PP z gwintem wewnętrznym	samostojące	1,8 ml	sterylne	9 x 50 szt.	450 szt.
	375418	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	samostojące	1,8 ml	sterylne	9 x 50 szt.	450 szt.

**Opis**

Probówki do głębokiego mrożenia firmy Nunc. Wyposażone w pole opisowe i gwint zewnętrzny lub wewnętrzny. Doskonałe do przechowywania większości próbek w fazie gazowej ciekłego azotu. Pojemność 1,8 ml pakowane po 450 szt. (9 x 50 szt.) lub 500 szt. (10 x 50 szt.). Dostępne w wariantach samostojącym, wyposażonym w okrągłe dno lub okrągłodennym. Wykonane z PP z zakrętkami z PE.

**Średnica zewnętrzna:** 12,5 mm.

**Wysokość:** 48 mm.