



Probówki typu Eppendorf - kolorowe



Probówki stożkowodenne z polipropylenu, z zamknięciem. Niesterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	B-0141	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml	żółte	500 szt.
	B-0142	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml	różowe	500 szt.
	B-0143	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml	niebieskie	500 szt.
	B-0144	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml	zielone	500 szt.
	B-0145	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml	różnokolorowe	500 szt.

Opis

Probówki stożkowodenne z polipropylenu, z zamknięciem. Niesterylne. Pakowane w worki po 500 szt.