




## Probówki reakcyjne czarne

Stożkowe, czarne probówki reakcyjne wykonane z PP. Przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na światło. Z podziałką przy 0,1, 0,5, 1,0 i 1,5 ml. Odporne na temperatury od -80°C do +121°C. Możliwość wirowania do 15.000 x g. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	7-7590	Probówki reakcyjne czarne	1,5 ml	500 szt.

### Opis

Stożkowe, czarne probówki reakcyjne wykonane z PP. Przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na światło. Z podziałką przy 0,1, 0,5, 1,0 i 1,5 ml. Odporne na temperatury od -80°C do +121°C. Możliwość wirowania do 15.000 x g. Autoklawowalne.