





## Czasomierz laboratoryjny z magnesem

Czasomierz laboratoryjny z magnesem. Odmierzanie do 99 min 59 s. Sygnalizacja dźwiękiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	L-1308	Czasomierz laboratoryjny z magnesem	biały
	L-1309	Czasomierz laboratoryjny z magnesem	czarny

### Opis

Czasomierz przeznaczony do zastosowania w pracach laboratoryjnych. Posiada wbudowany magnes na tylnej części obudowy, który umożliwi zawieszenie [timera](#) np. na lodówce. Po włączeniu pamięta ostatnio ustawioną wartość. Koniec odliczania sygnalizuje dźwiękiem.

Bateria L1131 dołączana w zestawie.

**Zakres odmierzenia czasu:** 99 min 59 s.

**Wymiary (szer. x wys. x gr.):** 50 x 70 x 10 mm.