




## Probówki reakcyjne Low Binding, pojemność 1,6 ml

Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Z zatrzaskiwanym zamknięciem i podziałką przy 0,1 ml / 0,5 ml / 1,0 ml i 1,5 ml. Z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Materiał	Szt./Op.
	A-710176	Probówki reakcyjne Low Binding	1,6 ml	bezbarwny polipropylen	w worku (250 szt.)

### Opis

Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Z zatrzaskiwanym zamknięciem i podziałką przy 0,1 ml / 0,5 ml / 1,0 ml i 1,5 ml. Z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

**Opakowanie:** w worku (250 sztuk).