



Młynek analityczny

Młynek analityczny przeznaczony do mechanicznego rozdrabniania kruchych materiałów

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Moc
	L-0201	Młynek analityczny	180-220 W

Opis

Młynek analityczny przeznaczony do mechanicznego rozdrabniania kruchych materiałów. Wyposażony w przezroczystą pokrywę, antypoślizgową podstawę i wymienny pojemnik ze stali szlachetnej: z 2 ostrzami. Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki przyciskowi start/stop zamontowanemu w pokrywie. Przystosowany do mielenia próbek o masie ok. 65 g. W dostawie kabel przyłączeniowy z wtyczką.

Zasilanie: 230 V.

Moc: 180-220 W.

Waga: 1270 g.