




## Probówki reakcyjne bez zamknięcia, pojemność 1,6 ml

Probówki reakcyjne firmy Biozym są wykonane z polipropylenu i posiadają wyjątkowo gładką powierzchnię wewnętrzną.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-710180	Probówki reakcyjne bez zamknięcia	1,6 ml	bezbarwne	w worku (1 worek 1000 szt.)

### Opis

Probówki reakcyjne firmy Biozym są wykonane z polipropylenu i posiadają wyjątkowo gładką powierzchnię wewnętrzną.

Pojemność 1,6 ml. Podziałka co 0,1 ml z bocznym polem do opisu. Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Wolne od DNaz i RNaz.

**Opakowanie:** w worku (1000 sztuk).