




## Probówki stożkowe, sterylne z nakrętką gwintową, poj. 1,5 ml, z haczykiem łączącym

Probówki sterylizowane promieniami gamma. Wykonane z przezroczystego polipropylenu. Dostarczane wyłącznie z bezbarwnymi nakrętkami gwintowymi (nakrętka jest już nałożona na probówkę).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-710737	Probówki stożkowe, sterylne, z haczykiem łączącym	1,5 ml	bezbarwne	2 worki po 250 szt. = 500 szt.

### Opis

Probówki sterylizowane promieniami gamma. Wykonane z przezroczystego polipropylenu. Dostarczane wyłącznie z bezbarwnymi nakrętkami gwintowymi (nakrętka jest już nałożona na probówkę). Wszystkie nakrętki posiadają pierścień uszczelniający z EPR (guma etylenowo-propylenowa), który gwarantuje absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. Sterylne.

**Opakowanie:** w worku (500 sztuk).