






Zatyczki butylowe - 20 mm

Standardowe zatyczki butylowe pasujące do fiolek z kapslami z szyjką w rozmiarze ND20.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr.zew.	Śr. wew.	Kolor	Szt./Op.
	7-0807	Zatyczki butylowe wydrążone w środku	20 mm	13 mm	szare	100 szt.
	L-7150	Zatyczki butylowe wydrążone w środku	20 mm	13 mm	czerwone	100 szt.
	L-7151	Zatyczki butylowe wydrążone w środku	20 mm	13 mm	szare	100 szt.

Opis

Standardowe zatyczki butylowe pasujące do fiolek z kapslami z szyjką w rozmiarze ND20.

Zatyczki iniekcyjne są produkowane w dwóch wersjach:

- **7-0807** – z przeznaczeniem do analityki laboratoryjnej,
- **L-7150** i **L-7151** – z przeznaczeniem do farmakologii.