



Homogenizatory szklane Duall



Tłuczek zakończony stożkowo, wykonany z PTFE. W komplecie naczynko wykonane ze szkła.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie	Pojemność
	G-8020	Homogenizator tkankowy typu Duall	z tłuczkiem teflonowym	1,0 ml
	G-8021	Homogenizator tkankowy typu Duall	z tłuczkiem teflonowym	3,0 ml
	G-8022	Homogenizator tkankowy typu Duall	z tłuczkiem teflonowym	5,0 ml
	G-8023	Homogenizator tkankowy typu Duall	z tłuczkiem teflonowym	15,0 ml
	G-8024	Homogenizator tkankowy typu Duall	z tłuczkiem teflonowym	30,0 ml
	G-8025	Homogenizator tkankowy typu Duall	z tłuczkiem teflonowym	50,0 ml

Opis

Tłuczek zakończony stożkowo, wykonany z PTFE. W komplecie naczynko wykonane ze szkła.