



Probówki neoScrew-Microtubes, brązowe, bez podziałki

Simport

Probówki reakcyjne wykonane z ciemnobrązowego polipropylenu. Bez podziałki. Z gwintem. Idealne do próbek wrażliwych na światło. Probówki samostojące są wyposażone w pierścień na dnie. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ	Szt./Op.
IIIII	7-4591	Probówki neoScrew-Microtubes, brązowe, bez podziałki	1,5 ml	samostojące	1000 szt.
IIIII	7-4592	Probówki neoScrew-Microtubes, brązowe, bez podziałki	1,5 ml	stożkowodenne	1000 szt.
IIIII	7-4593	Probówki neoScrew-Microtubes, brązowe, bez podziałki	2,0 ml	samostojące	1000 szt.
IIIII	7-4594	Probówki neoScrew-Microtubes, brązowe, bez podziałki	2,0 ml	stożkowodenne	1000 szt.

Opis

Probówki reakcyjne wykonane z ciemnobrązowego polipropylenu. Bez podziałki. Z gwintem. Idealne do próbek wrażliwych na światło. Probówki samostojące są wyposażone w pierścień na dnie. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu. Z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g.

Wymiary (wys. x śr.): wys. 44 x 11 mm.

Zakrętki należy zamawiać osobno: nr-art. [7-4530](#) i kolejne lub nr-art. [7-4540](#) i kolejne.