


Mikrohomogenizatory z PP - długie



Wykonane z polipropylenu. Doskonale nadają się do całkowitego usuwania zawartości probówek lub resztek osadzonych na ściankach. Autoklawowalne. Kolor biały. Długość: 200 mm. Przeznaczone dla probówek o poj. do 1,5 ml. 6 sztuk w opakowaniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kształt	Szt./Op.
	1-3070	Mikrohomogenizatory z PP - długie	stożkowy	6 szt.

Opis

Wykonane z polipropylenu. Doskonale nadają się do całkowitego usuwania zawartości probówek lub resztek osadzonych na ściankach. Autoklawowalne. Kolor biały. Długość: 200 mm. Przeznaczone dla probówek o poj. do 1,5 ml. 6 sztuk w opakowaniu.