

Stożkowy homogenizator tkankowy Wheaton z tłuczkiem szklanym



WHEATON[®]

Ręczny homogenizator ze stożkowym zakończeniem wykonany ze szkła. Przeznaczony do stopniowego rozdrabniania. W górnej części dochodzi do rozdrabniania na większe cząstki, w dolnej na drobne cząsteczki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Dł. całk.	Średnica x długość
	9-0935	Stożkowy homogenizator tkankowy Wheaton z tłuczkiem szklanym	1 ml	130 mm	11 x 49 mm
	9-0936	Stożkowy homogenizator tkankowy Wheaton z tłuczkiem szklanym	3 ml	220 mm	11 x 86 mm
	9-0937	Stożkowy homogenizator tkankowy Wheaton z tłuczkiem szklanym	5 ml	220 mm	13 x 93 mm
	9-0938	Stożkowy homogenizator tkankowy Wheaton z tłuczkiem szklanym	15 ml	240 mm	18 x 114 mm

Opis

Ręczny homogenizator ze stożkowym zakończeniem wykonany ze szkła. Przeznaczony do stopniowego rozdrabniania. W górnej części dochodzi do rozdrabniania na większe cząstki, w dolnej na drobne cząsteczki.

Odstęp od ścianki tłuczek/cylinder w części dolnej wynosi 0,1 do 0,15 mm.